

CORTE/CUT

- 1.- DELANTERO 1 VEZ CON TELA AL DOBLEZ
- 2.- ESPALDA 1 VEZ CON TELA AL DOBLEZ
- 3.- MANGA 2 VECES
- 4.- BOLSILLO 1 1 VEZ
- 5.- BOLSILLO 2 2 VECES
- 6.- BOLSILLO 3 2 VECES
- 7.- TIRA DE CUELLO 1 VEZ

- 1.- FRONT 1 CUT WITH DOUBLE CLOTH
- 2.- BACK 1 CUT WITH DOUBLE CLOTH
- 3.- SLEEVE 2 CUT
- 4.- POCKET 1 1 CUT
- 5.- POCKET 2 2 CUT
- 6.- POCKET 3 2 CUT
- 7.- NECK STRIP

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS


TELA: GABARDINA BISTRECH TUSOR SIMILARES

GENDER: GABARDINA BISTRECH TUSOR

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

PARA LA T-S TELA: 1,30 MTR
TELA DE 1,50 MTS DE ANCHO

FOR THE T-S GENDER: 1.30 MTS
GENDER OF 1.50 MTS WIDTH



CONFECCION/MAKING

- A.- ARMAR LOS BOLSILLOS Y COLOCAR
- B.- UNIR HOMBROS
- C.- COLOCAR TIRA DE CUELLO
- D.- COLOCAR MANGAS
- E.- CERRAR MANGAS Y COSTADOS

-MAS INFORMACION EN EL PATRON


- A.- PREPARE THE POCKETS AND PLACE
- B.- SEWING SHOULDER
- C.- PLACE NECK STRIP
- D.- PUT THE SLEEVES
- E.- CLOSE SLEEVES AND SIDES

-MORE INFORMATION ON THE PATTERN



BLUSÓN CLÍNICO
/ CLINICAL SHIRT

CODIGO
377



TALLAS/SIZES

S M L XL XXL

- Adquiere Patrones Digitales. Descarga e imprime en casa.
- Matrices para Maquinas Bordadoras. Encuentra PES, JEFF, XXX
- Patrones Impresos, adquiere tus compras online con despachos a todo Chile.
- Encuentra puntos de ventas mas cercanos. Servicios, Articulos y mas en un solo lugar.

www.puntopatrones.com





- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL MISMO FORMATO DE HOJA QUE ELIGIO
- PATTERNS INCLUDE 1 CENTIMETER OF SEWING TO CUT AND ASSEMBLE
- CONFIGURE YOUR PRINTER TO THE SAME PAPER FORMAT YOU CHOOSE



ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLAS

PAPER ASSEMBLY

